

COMUNICADO UNIDAD VÁLVULA PARA TROCARES 10/12MM – TROCAR REUTILIZABLE

B Braun Medical S.A. informa que Aesculap AG, como fabricante legal del producto UNIDAD VÁLVULA PARA TROCARES 10/12MM, ha decidido como medida de precaución retirar voluntariamente del mercado los productos afectados citados en la tabla a continuación, ante la posibilidad de que se desprendan fragmentos de silicona de los sus bordes. Cualquier otro lote distinto al señalado en la tabla no está incluido en la presente notificación por lo que se pueden utilizar sin restricción.

CODIGO DEL PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	LOTE
EK086P	UNIDAD VÁLVULA PARA TROCARES 10/12MM	52988022